

	UOC Laboratorio Direttore: Dott. Stefano Grandesso	Data	Gennaio 2023
		Revisione n.	0
	ESAME URINE ED UROCOLTURA	Cadenza revisione	triennale
		Data revisione	Gennaio 2026
		n° 1 di tot. pagine	1

INFORMAZIONI ED EVENTUALE PREPARAZIONE ALL'ESAME	SI CONSIGLIA L'INTERRUZIONE DI QUALSIASI TRATTAMENTO CHEMIO-ANTIBIOTICO LOCALE O SISTEMICO DA ALMENO UNA SETTIMANA
CONTENITORE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare esclusivamente un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite dotato di un sistema (camicia) di aspirazione e provette vacutainer: 2. Esame urine: provetta vacutainer con tappo color crema 3. Urocoltura: provetta vacutainer (con acido bórico) con tappo color verde <p>DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO PRELIEVI O ACQUISTABILI IN FARMACIA (POSSIBILI COLORI DIVERSI)</p> <p style="text-align: center;">NON SONO ACCETTABILI CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE ESTERNA RISULTI CONTAMINATA DAL MATERIALE BIOLOGICO</p>

	UOC Laboratorio	Data	Gennaio 2023
	Direttore: Dott. Stefano Grandesso	Revisione n.	0
	ESAME URINE ED UROCOLTURA	Cadenza revisione	triennale
		Data revisione	Gennaio 2026
		n° 1 di tot. pagine	2

MODALITA' DI RACCOLTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raccogliere le urine di primo mattino o 3 ore dopo l'ultima minzione 2. Lavare accuratamente le mani e i genitali esterni con acqua e sapone. Sciacquare con acqua ed asciugare con un panno pulito. 3. Aprire il contenitore appoggiando il coperchio capovolto (sonda rivolta verso l'alto) su un piano pulito. Non toccare la sonda di campionamento e l'interno del contenitore aperto. Non toccare l'etichetta sul coperchio. 4. Eliminare il primo getto di urine direttamente nel wc e raccogliere il getto intermedio nel contenitore, riempiendolo per circa tre quarti. 5. Chiudere il contenitore avvitando a fondo la chiusura in modo che la cannula risulti immersa nelle urine. Controllare con attenzione che sia ben chiuso. 6. Sollevare, senza rimuovere completamente, l'etichetta di protezione posta sul coperchio del contenitore e scoprire il foro di ingresso per le provette. Attenzione all'ago interno, pericolo di puntura. 7. Se richiesta contemporanea esecuzione dell'esame urine e urocoltura prelevare le provette nell'ordine seguente: 1) Provetta per esame urine 2) Provetta per urocoltura con batteriostatico (acido borico) 8. Inserire uno dopo l'altra le provette capovolte nel foro ed esercitare una moderata pressione sufficiente a perforare la gomma del tappo e mantenerle per qualche secondo per permetterne il completo riempimento automatico. Solo per provetta vacutainer per urocoltura: omogeneizzare il campione per inversione (8-10 volte) per consentire la dissoluzione dell'additivo. 9. Prima di eliminare il contenitore nei rifiuti casalinghi non riciclabili, fare aderire l'etichetta di protezione posta sul coperchio nella posizione originaria. 10. Identificare correttamente le provette. Consegnare solo le provette.
-----------------------	---

	UOC Laboratorio	Data	Gennaio 2023
	Direttore: Dott. Stefano Grandesso	Revisione n.	0
	ESAME URINE ED UROCOLTURA	Cadenza revisione	triennale
		Data revisione	Gennaio 2026
		n° 1 di tot. pagine	3

CONSERVAZIONE	Conservare in frigorifero fino ad un massimo di 24 ore
CONSEGNA CENTRI PRELIEVO	Come da orario esposto nei Centri Prelievo delle sedi distrettuali o nei Centri Prelievo ospedalieri
INFORMAZIONI	<p><u>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave-Jesolo</u> Orario: 11:00 – 13:30 da Lunedì a Venerdì Telefono: 0421/227570</p> <p><u>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Portogruaro</u> Orario: 11:00 – 13:30 da Lunedì a Venerdì Telefono: 0421/764511</p>